


DeAgeEX

new DeAgeEX is a promising technique
for the treatment of dermis area



DeAge EX – Mikro Jehličková frakční
radiofrekvence (MFRF). Radikální
proměna jednmostí motýlích křídel.



36 tenkých bipolárních jehličkových
elektrod průměru 200 micronů
Automatický vpich hloubky 0,1–4,0 mm
Vysoká energie – až 3,5 joule na jehličku
Extrémně krátké pulsy (tisíciny sekundy)
Hluboké prohřátí nad 60 °C (retikulární
dermis)
Teplotní kontrola a ochrana okolní tkáně
Koncept účinného chlazení po aplikaci
Minimální edém a erytém



BENEFICIUM

Beneficium Euro Ltd s.r.o.,
tel.: 602 643 241, e-mail: beneficium.euro@gmail.com
www.beneficium.cz